

CAÇA AO TESOURO NA GELATINA INCOLOR OU NA AGAR-AGAR



FPIES
B R A S I L
Enterocolite Induzida
Por Proteína Alimentar

Para esta brincadeira você vai precisar de:

- 1 – Gelatina Incolor;
- 2 – Água;
- 3 – Bichinhos de Plástico (vazados – para afundarem facilmente)
- 4 – Tigela Transparente



Modo de Preparo:

Dilua a Gelatina, conforme a descrição do pacote. Despeje na Tigela e espere gelificar. Inclua os bichinhos. Faça nova porção da Gelatina e somente quando estiver gelificando despeje sobre os bichinhos até encobri-los.



Dica: Crianças com Alergia a Carne de Vaca poderão ser incluídas na brincadeira com a utilização da Agar Agar